



Забезпечте потрібну температуру...

... З ТЕРМОСТАТИЧНИМИ ШАФАМИ ДЛЯ OxiTop®



a xylem brand

Забезпечте потрібну температуру

- Інкубація, що відповідає стандартам
- Підходить для БПК, OECD 301F, дихання ґрунту, анаеробної деградації
- Температура регулюється з кроком 1 K від 10° до 40°C
- Екологічно чистий холодоагент R600a

Нові термостатичні шафи WTW® доступні в трьох розмірах і різних варіантах.



TS 608-G/2i

Примітка: необхідна постійність температури буде досягнута лише в поєднанні зі зразками!

TS 608/2i

Компактна термостатична шафа для двох платформ для перемішування OxITop® IS 12. Він легко інтегрується в робоче середовище і ідеально підходить для стандартних програм. Він має дві внутрішні підключення для платформ для перемішування.

TS 608-G/2i

Така ж, як і **TS 608/2i**, але з дверцятами з ізоляційного скла. Дозволяє візуально перевіряти головки OxITop®, не відкриваючи дверцята.

TS 608/4i

Термостатична шафа для обширної обробки зразків. Можливість одночасного використання до чотирьох платформ для перемішування IS 12. Він має чотири внутрішні підключення для платформ для перемішування.

TS 608-G/4i

Як **TS 608/4i**, але з дверцятами з ізоляційного скла. Дозволяє візуально перевіряти головки OxITop®, не відкриваючи дверцята.

TS 1008i

Термостатична шафа для спеціальних застосувань. З додатковим місцем для спеціальних ємностей, наприклад для вимірювання біогазу або дихання ґрунту. Він має чотири внутрішні підключення для платформ для перемішування.

Технічна інформація для замовлення

Модель	TS 608/2i	TS 608-G/2i	TS 608/4i	TS 608-G/4i	TS 1008i
Номер замовлення.	208450	208452	208454	208456	208458
Об'єм (л)	180	180	360	360	500
Зовнішні розміри (мм)					
	В 850	850	1640	1640	1640
	Ш 600	600	600	600	750
	Д 600	600	610	610	730
Внутрішні розміри (мм)					
	В 702	702	1452	1452	1452
	Ш 513	513	470	470	600
	Д 441	441	440	440	560
Вага нетто (кг)	34	43	53	69	69
Діапазон контролю	10 °C ... 40 °C				
Приріст	1 K				
Темп. стабільність	±0,5 K				
Макс. потужність споживання(W)	160	320	380	380	380
Внутрішні розетки	2	2	4	4	4